

ACTICOAT[®]



Apósito barrera antimicrobiana, que se compone de tres capas: una capa absorbente interior. A ambos lados de ésta, se sitúan dos mallas de polietileno de alta densidad y poco adherentes recubiertas de plata. La Plata Nanocrystalina protege la herida de la contaminación bacteriana mientras que la capa absorbente interior ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida.

Características

- Barrera antimicrobiana, única con plata nanocrystalina. Altamente efectiva contra la penetración bacteriana.
- Amplio espectro antibacteriano. Eficaz en más de 320 cepas.
- Acción de larga duración. Su efecto se mantiene por 3 días.
- Rápida acción bactericida. Elimina bacterias a 30 minutos de su aplicación.
- Acción antiinflamatoria. Reduce la inflamación modulando la acción de las Metaloproteasas (MMP).
- Fácil de usar. Se puede cortar según el tamaño de la herida.

Modo de acción

La Plata Nanocrystalina de ACTICOAT[™] actúa de barrera antimicrobiana, eliminando en sólo 30 minutos un amplio espectro de bacterias.

ACTICOAT[™] es una eficaz barrera contra más de 150 patógenos, incluidos gram positivos, gram negativos y hongos patógenos. Es también una eficaz barrera contra bacterias resistentes a antibióticos tales como: Pseudomona, Estafilococo aureus resistente a la Meticilina (MRSA) o Enterococo resistente a Vancomicina (VRE).

Indicación

ACTICOAT[™] está indicado como barrera de protección antimicrobiana en heridas de espesor parcial y total;

- Úlceras por decúbito.
- Úlceras venosas.
- Pie diabético.
- Quemaduras.
- Zonas donantes o receptoras de injertos

ACTICOAT[™] puede aplicarse en heridas infectadas. Cuando el producto se aplique en heridas infectadas, se debe retirar el tejido desvitalizado para lograr un buen contacto de la plata con el tejido. Las heridas infectadas deben ser tratadas según el protocolo clínico local.

Instrucciones de uso

1. Retirar ACTICOAT[™] del envase de manera aséptica.
2. Mojarlo con agua estéril (no usar solución salina).
3. Sujetar el apósito ACTICOAT[™] en su lugar utilizando un apósito secundario apropiado, que mantenga un ambiente húmedo adecuado y no interfiera con la acción de éste, ej.: ALLEVYN[™].
4. Mantener el apósito húmedo.

Contraindicaciones en el paciente

No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a la plata, No utilizar en pacientes durante un examen de RM (resonancia magnética) Antes de administrar radioterapia, retire el apósito ACTICOAT FLEX[™], después de cada tratamiento puede aplicarse un apósito nuevo.

Composición

Capa interior absorbente: lámina no tejida de poliéster / rayón.
Capa externa: mallas de polietileno de alta densidad cubiertas de una aleación de plata y oxigenación. El recubrimiento de las mallas de polietileno se realiza mediante un proceso especial de deposición física en vapor, mediante el cual se consigue un material muy poroso formado por cristales más pequeños (250 nm), que permiten una mayor exposición al agua.

VITALSEC SpA.

Almacenaje

Proteger de la congelación, evitar el calor excesivo. Mantener lejos de la humedad y el ozono, no alcanzar temperaturas mayores a 25°C. No utilizar si el envase está dañado. No volver a esterilizar.

Clase CE

III, estéril.

Esterilización

Rayos gamma.

Caducidad

3 años.

Certificados

- ISO 13485.
- Producto Sanitario clase III estéril
- BSI
- SCC

Fabricante

Smith & Nephew Medical Limited
P.O.Box 81 Hessle Road
Hull HU 2BN - United Kingdom.

Distribuido por:

Comercial LBF Limitada.



Código LBF	Código Ref	Medidas	Unidad de venta
037-03561	66000808	5 cm x 5 cm	Caja x 5 unidades
037-03562	66000789	10 cm x 10 cm	Caja x 5 unidades