



Euroderm foam hell

Apósito hidro celular multicapa de espuma de poliuretano formado para el manejo de heridas en el talón o cualquier área anatómica similar. Apósito que consta de una capa de espuma de poliuretano suave altamente absorbente y de una película de poliuretano transpirable que es impermeable al agua y a las bacterias, pero permeable al vapor de agua.

Euroderm foam heel es no-adhesiva. Esto permite una atraumática eliminación del apósito sin dolor, causando dificultad mínima para el paciente, incluso en los tejidos frágiles.

La alta absorción del apósito de espuma proporciona una gestión superior de fluidos por un largo periodo de tiempo. Esto reduce al mínimo el malestar para el paciente y los resultados son más económicos.

El grosor de la espuma asegura un efecto de amortiguación.

Euroderm foam heel reduce la presión sobre la zona del talón, lo que reduce la fricción y las tensiones, dando protección y excelente comodidad para el paciente. Necesita un apósito secundario de fijación (cinta, films de poliuretano – Euroderm o Euroderm roll – o vendaje cohesivo).

Para el tratamiento de heridas necróticas o fibrinosas es recomendable usarlo en combinación con Hydromed gel.

El apósito puede permanecer en el lugar hasta por 7 días. La frecuencia de cambio depende de las condiciones clínicas, el tipo de herida y la cantidad de exudados.

Indicaciones: Diabético pie úlceras, úlceras por presión estadio I-IV, prevención de úlceras por presión en un paciente con capacidad parcial de movimiento.



artículo	medidas	conf.pkg.
893060	cm 12 x cm 13	3 pcs



libre de látex



hipoalergénico

exudado moderado



exudado intenso